

Fig 4

Mis à jour le 20/06/2011 par SFR




Figure 4 : Accélération des acquisitions grâce à la combinaison du scanner et des nouveaux détecteurs. Cette image a été acquise en 15 mn avec le système Siemens Biograph® doté d'un scanner hélicoïdal bicoupe et de cristaux scintillateurs d'orthosilicate de lutécium et fonctionnant en détection 3D. Noter que cette image a été réalisée en présence de produit de contraste dans le tube digestif mais la fixation observée dans le côlon ascendant est fréquente et sans caractère malin. Images Baptist University – Siemens.